

Контактные телефоны: (383) 347-44-54, 291-71-05, 292-40-82
E-mail: reolgrade@reolgrade.ru

Бани масляные DAIHAN серии WHB

Масляные бани серии WHB предназначены для нагрева, выпаривания различных образцов.



Особенности:

- цифровая система управления Digital Fuzzy Controller;
- цифровой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- материал камеры – нержавеющая сталь;
- материал корпуса - сталь, окрашенная порошковой краской;
- функция сохранения установок температуры и таймера (до 100 ч);
- защита от перегрева;
- защита от превышения напряжения;
- звуковое оповещение о неисправности датчика;
- звуковая сигнализация окончания работы;
- плоская крышка из нержавеющей стали в комплекте (*куполообразная крышка – опция*).

Технические характеристики				
Модель		WHB-6	WHB-11	WHB-22
Размеры (w x d x h)	Ванна (мм)	270x180x150	300x250x150	400x300x180
	Внешние (мм)	425x305x340	425x375x340	525x425x4370
Объем (литры)		6	11	22
Перемешивание		нет		
Мощность нагревателя		1,5 кВт	2,0 кВт	2,5 кВт
Температура	Диапазон	+25°C ... 250°C		
	Точность поддержания установивш. температуры	±1,5°C		
	Градиент температуры по объему	±3,0°C		
	Датчик	РТ 100		
Контроллер		Цифровой		
Дисплей		Цифровой жидкокристаллический с подсветкой		
Таймер		До 100 часов		
Питание		Сеть переменного тока 220В, 50 Гц		
Масса		23 кг	25 кг	39 кг