

Контактные телефоны: (383) 347-44-54, 291-71-05, 292-40-82
E-mail: reolgrade@reolgrade.ru

Вортекс DAIHAN VM-10

Вортекс VM-10 предназначен для перемешивания в пробирках и небольших колбах с использованием принципа эксцентрика. Поставляется в комплекте с насадкой для пробирок PM210 и насадкой диаметром 76 мм PM110 для небольших колб и других емкостей.



Особенности:

- аналоговое управление;
- бесступенчатый регулятор скорости перемешивания;
- орбитальное движение насадки;
- трех позиционная кнопка включения (постоянное перемешивание, перемешивание при касании, выключен).

Технические характеристики	
Модель	VM-10
Принцип перемешивания	Орбитальное вращение
Скорость вращения (об/мин)	0...3300
Мощность, Вт	30
Размеры (w x d x h мм)	160x128x145
Вес (кг)	3
Питание	Сеть переменного тока 220В, 50 Гц

Дополнительные принадлежности:

Насадка PM110, D=76 мм
Насадка для пробирок PM210