


Контактные телефоны: (383) 347-44-54, 291-71-05, 292-40-82
E-mail: reolgrade@reolgrade.ru

Шейкеры возвратно-поступательные DAIHAN серии SHR

Универсальный шейкер SHR-1D с плавно регулируемой частотой колебаний платформы применяются для перемешивания в колбах, флаконах, планшетах, кюветах, делительных воронках и пробирках. Шейкер поставляется без платформ и держателей для колб.



Особенности:

- возвратно-поступательное движение платформы;
- ЖК-дисплей;
- регулируемая амплитуда встряхивания;
- система плавного старта;
- точный контроль скорости;
- электронный таймер на 100 часов;
- программирование режимов работы (до 6 программ по 10 шагов);
- сменные платформы (опции).

Технические характеристики		
Модель	SHR-1D	SHR-2D
Электродвигатель	Бесщеточный постоянного тока	
Размеры (w x d x h) (мм)	230x330x150	400x480x160
Основная платформа (мм)	230x230	350x350
Максимальная нагрузка (кг)	8	10
Амплитуда вращения (мм)	10, 15, 20 (по умолчанию 15)	20, 30, 40 (по умолчанию 30)
Скорость вращения (об/мин)	10 .. 300	
Мощность	40 Вт	
Дисплей	Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой	
Устройство безопасности	Защита электродвигателя от перегрузки	
Вес (кг)	14	20
Питание	Сеть переменного тока, 220 В, 50 Гц)	

Дополнительные принадлежности для шейкеров серий SHO и SHR:



- Платформа **SP100** предназначена для установки на шейкеры SHO-1D, SHR-1D (Daihan), размер 230x230 мм. Используется совместно с держателями FH-100, FH-250, FH-500 для фиксации колб различного объема.



- Платформа **SP200** предназначена для установки на шейкеры SHO-2D, SHR-2D (Daihan), размер 350x350мм. Используется совместно с держателями FH-100, FH-250, FH-500 для фиксации колб различного объема.



- Платформа **SP110** с резиновым покрытием предназначена для установки на шейкеры SHO-1D, SHR-1D (Daihan), размер 230x230мм. Используется для установки планшет и чашек Петри.



- Платформа **SP210** с резиновым покрытием предназначена для установки на шейкеры SHO-2D, SHR-2D (Daihan), размер 350x350 мм. Используется для установки планшет и чашек Петри.



- Платформа **SP220** предназначена для установки на шейкеры SHO-2D, SHR-2D (Daihan). Используется для крепления колб различного объема.



- Платформа **SP230** предназначена для установки на шейкеры SHO-2D, SHR-2D (Daihan). Используется для крепления делительных воронок различного объема.



- Держатель **FH100** используется для фиксации колб 50-100 мл при совместном использовании с универсальными платформами SP100 для шейкеров SHO/SHR-1D (максимально 9 шт.) или SP200 для шейкеров SHO/SHR-2D (максимально 20 шт.).



- Держатель **FH250** используется для фиксации колб 200-300 мл при совместном использовании с универсальными платформами SP100 для шейкеров SHO/SHR-1D (максимально 7 шт.) или SP200 для шейкеров SHO/SHR-2D (максимально 16 шт.).



- Держатель **FH500** используется для фиксации колб 500-1000 мл при совместном использовании с универсальными платформами SP100 для шейкеров SHO/SHR-1D (максимально 4 шт.) или SP200 для шейкеров SHO/SHR-2D (максимально 9 шт.).