

Контактные телефоны: (383) 347-44-54, 291-71-05, 292-40-82

E-mail: reolgrade@reolgrade.ru

Бани водяные DAIHAN серии WEB

Водяные бани серии WEB предназначены для нагрева, выпаривания различных образцов.



Особенности:

- цифровая система управления Jog-Shuttle Switch;
- цифровой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- материал камеры – нержавеющая сталь;
- материал корпуса - сталь, окрашенная порошковой краской;
- цифровой таймер (до 100 ч) с режимами «оставшееся время», «прошедшее время»;
- функция сохранения установок температуры и таймера;
- защита от перегрева;
- защита от превышения напряжения;
- звуковое оповещение о неисправности датчика;
- звуковая сигнализация окончания работы;
- сливной кран для быстрого слива теплоносителя;
- плоская крышка с отверстиями (максимальный диаметр 110 мм) из нержавеющей стали и штативные стойки (высота 1000 мм) в комплекте.

Технические характеристики				
Модель		WEB-4	WEB-6	WEB-8
Кол-во мест		4	6	8
Диаметр отверстия (мм)		110		
Объем		15 л	20 л	28 л
Размеры (w x d x h)	Баня (мм)	610x160x160	910x140x160	610x290x160
	Внешние (мм)	720x245x275	975x245x275	720x375x275
Мощность нагревателя		1,4 кВт	1,8 кВт	2 x 1,4 кВт
Перемешивание		нет		
Температура	Диапазон	+25°C ... 100°C		
	Точность поддержания установивш. температуры	±0,2°C		
	Градиент температуры по объему	±1,0°C		
	Датчик	PT100		
Контроллер		Цифровой		
Дисплей		Цифровой жидкокристаллический с подсветкой		
Таймер		До 100 часов		
Питание		Сеть переменного тока 220В, 50 Гц		
Масса		18 кг	25 кг	34 кг