

Контактные телефоны: (383) 347-44-54, 291-71-05, 292-40-82
E-mail: reolgrade@reolgrade.ru

Бани водяные DAIHAN серии WSB

Водяные бани серии WSB предназначены для нагрева, выпаривания различных образцов при равномерном перемешивании.



Особенности:

- цифровая система управления Jog-Shuttle Switch;
- цифровой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- материал ванны – нержавеющая сталь;
- материал корпуса - сталь, окрашенная порошковой краской;
- цифровой таймер (до 100 ч);
- функция сохранения установок температуры и таймера;
- защита от перегрева;
- защита от превышения напряжения;
- звуковое оповещение о неисправности датчика;
- звуковая сигнализация окончания работы;
- универсальная платформа из нержавеющей стали с

пружинными держателями для колб в комплекте.

Технические характеристики:					
Модель		WSB-18	WSB-30	WSB-45	
Размеры (w x d x h)	Ванна (мм)	300x300x200	500x300x200	600x380x200	
	Внешние (мм)	563x353x340	763x353x340	863x433x340	
Мощность нагревателя		1,4 кВт	1,8 кВт	2,4 кВт	
Объем (литры)		18	30	45	
Температура	Диапазон	+25°C ... 100°C			
	Точность поддержания установивш. температуры	±0,1°C			
	Градиент температуры по объему	±0,5°C			
	Датчик	РТ 100			
Контроллер		Цифровой			
Встряхивание	Скорость	20 до 250 об./мин			
	Амплитуда колебаний	15, 20, 30 мм			
Дисплей		Цифровой жидкокристаллический с подсветкой			
Таймер		До 100 часов			
Питание		Сеть переменного тока 220В, 50 Гц			
Масса		24 кг	26 кг	32 кг	

Дополнительные принадлежности

Крышка куполообразная, нержавеющая сталь, WSB-02018, для 18 л бани

Крышка куполообразная, нержавеющая сталь, WSB-02030, для 30 л бани

Крышка куполообразная, нержавеющая сталь, WSB-02045, для 45 л бани