

Контактные телефоны: (383) 347-44-54, 291-71-05, 292-40-82
E-mail: reolgrade@reolgrade.ru

Бани (термостаты) водяные DAIHAN серии WCB

Термостаты серии WCB предназначены для точного поддержания температуры при проведении измерений физико-химических свойств веществ в научно-исследовательских и промышленных лабораториях.



Особенности:

- цифровой контроллер Digital Fuzzy Controller;
- ЖК-дисплей;
- цифровой таймер (до 100 ч) с функцией обратного отчета или прошедшего времени;
- съемная крышка из нержавеющей стали;
- съемный блок управления с возможностью его установки в различные ёмкости;
- функция сохранения установка таймера и температуры;
- высокая точность установки и поддержания температуры;
- автоматическое предохранение от аварийных ситуаций;
- контроль уровня и температуры жидкости;
- мощный насос, обеспечивающий равномерную циркуляцию жидкости;
- ванна из высокопрочной нержавеющей стали с наружным напылением;
- корпус из стали, покрытой порошковой краской.

Технические характеристики:				
Модель		WCB-6	WCB-11	WCB-22
Размеры (w x d x h)	Ванна (мм)	120x155x150	170x240x150	372x295x150
	Внешние (мм)	330x185x385	335x275x385	540x335x410
Мощность нагревателя		0,8 кВт	1,0 кВт	2 кВт
Объем (литры)		6	11	22
Температура	Диапазон	+25°C ... 100°C		
	Точность поддержания установивш. температуры	±0,1°C		
	Градиент температуры по объему	±0,2°C		
	Датчик	PT100		
Производительность насоса		5 л/мин		
Контроллер		Цифровой		
Дисплей		Цифровой жидкокристаллический с подсветкой		
Таймер		До 100 часов		
Крышка		Плоская из нержавеющей стали		
Сливной клапан		Нет	Есть	
Питание		Сеть переменного тока 220В, 50 Гц		
Масса		11 кг	13 кг	18 кг

Дополнительные принадлежности:

Циркуляционный насос с блоком управления WCB-11Н
Циркуляционный насос с блоком управления WCB-22Н